



הודעת אסדרה של Philips Axon

הקדמה

הודעה זו מכילה מידע אסדרתי עבור מוצר של Philips Axon ולכן מהווה הרחבה של הוראות השימוש של Philips Axon. הודעה מפרטת את הצהרות התאימות שנדרשות למוצר לצורך אישור והסמכה שלו. לפיכך, Philips מחויבת לאספקת מוצרים שתואמים לתקנים, לחוקים ולתקנות.

סימני אישור

התאמה למוצרים שנמצאים בבריטניה.		סימן תאימות אסדרתית באוסטרליה (RCM). התאמה להסדרים אסדרתיים ברשות לתקשורת ומדיה באוסטרליה (ACMA) / לתאימות אלקטרומגנטית באוסטרליה (EMC)	
התאמה לדרישות של משרד התקנים, המטרולוגיה והבחינה (BSMI) בטאיוואן		התאמה להנחיות אירופיות	
תווית האישור של הוועדה הלאומית לתקשורת (NCC) בטאיוואן		הכרזת התאימות של ועדת FCC Axon. עומדת במגבלות הפליטה האלקטרומגנטית שנקבעו על ידי הוועדה הפדרלית לתקשורת בארה"ב.	
התאמה לדרישות של רשות התקשורת העצמאית בדרום אפריקה (ICASA)		איסוף נפרד לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (הנחיית WEEE)	
סימון התאימות של מדינות המפרץ (G-mark). תאימות להסדרים הטכניים של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ		סימן בטיחות NRTL	

התאמה אסדרתית ואישורים קנדה

הצהרה לחדשנות, מדע ופיתוח כלכלי קנדה (לשעבר תעשיית קנדה)

CAN ICES-003 B/NMB-003 B

מכשיר זה מכיל משדרים/מקלטים פטורים מרישיון שמתאימים ל-RSS הפטורים מרישיון של הוצרת חדשנות, מדע ופיתוח כלכלי קנדה. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) אסור שמכשיר זה יגרום להפרעה.

(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר

הצהרת חשיפה לקרינה

ציוד זה תואם במגבלות החשיפה לקרינה של ISED שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. את הציוד הזה יש להתקין ולהפעיל במרחק 20 ס"מ לפחות, בין הרדיאטור לגופך.

זהירות: המכשיר פועל בתחום 5150-5350 מגהרץ, לשימוש פנימי בלבד.

למידע נוסף, צור קשר עם משרד התעשייה באזורך, בקנדה.

האיחוד האירופי/האזור הכלכלי של האיחוד האירופי (EEA)

הצהרת CE

חברת Philips מצהירה בזאת שמכשיר זה תואם לדרישות חיוניות ולהוראות מתאימות אחרות של הנחיית המועצה 2014/53/EU מיום 16 באפריל 2014 בנוגע לציוד רדיו והוא נושא סימון CE בהתאם.

את הציוד הזה אפשר להפעיל ב:

אוסטריה	הרפובליקה הצ'כית	ספרד
איטליה	טורקיה	פולין
איסלנד	יוון	פורטוגל
אירלנד	לוקסמבורג	פינלנד
אסטוניה	לטביה	צרפת
בולגריה	ליטא	קפריסין
בלגיה	ליכטנשטיין	קראטיה
גרמניה	מלטה	רומניה
דנמרק	נורווגיה	שוודיה
הולנד	סלובניה	שוויץ
הונגריה	סלובקיה	

במדינות מסוימות יש הגבלות מסוימות או איסורים על מכשירים הפועלים בתחום 5 ג'יגהרץ. למשל, במיוחד במדינות מסוימות באירופה, יש להגביל תדרים מסוימים בשימוש בתוך מבנה. יש לכבד את הדרישות המקומיות.

כדי לקבל עותק של הצהרת התאימות המלאה של RED, צור קשר עם נציג Philips.

תאימות REACH

REACH (הרשמה, הערכה, אישור ומגבלות בהקשר של חומרים כימיים, מס' EC 1907/2006) מייצגת את מסגרת התאימות של האיחוד האירופי לחומרים כימיים. Philips מצייתת לכל הדרישות במסגרת תקנה זו ומספקת ללקוחות מידע בנוגע לנוכחות של חומרי REACH ברשימה 'חומרים מדאיגים מאוד' (SVHC). לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם נציג Philips.

תקנות RoHS WEEE, והנחיות האיחוד האירופי לגבי סוללות

מכשיר SmartLinx Neuron לא מכיל אף אחד מהחומרים הבאים (בריכוזים החורגים ממגבלות הסף החוקיות, בהתאם למצוין בהנחיה EU/2011/65 והעדכונים שבוצעו בה):

- עופרת
- כספית
- קדמיום
- הקסוולנט כרומיום
- ביפנילים פוליברום (PBB)
- אתרים דיפניל פוליברום (PBDE)
- די-2-אתיל הקסיל פתלאט (DEHP)
- בנזיל בוטיל פתלאט (BBP)
- די-בוטיל פתלאט (DBP)
- די-איזו-בוטיל פתלאט (DIBP)

באיחוד האירופי, יש לאסוף את המוצר הזה ואת הכבלים שלו בנפרד ולא להשליך אותם עם האשפה הביתית. לפרטים נוספים, עיין בסעיף שכותרתו *השלכה* במסמך זה.

בריטניה הגדולה

מכשיר זה תואם לדרישות חיוניות ולהוראות מתאימות אחרות של תקנות ציוד רדיו לשנת 2017, מס' 2017 SI 2017/1206. את הציוד הזה מותר להפעיל בבריטניה.

במדינות מסוימות יש הגבלות מסוימות או איסורים על מכשירים הפועלים בתחום 5 ג' ג'הרץ. למשל, במיוחד במדינות מסוימות באירופה, יש להגביל תדרים מסוימים בשימוש בתוך מבנה. יש לכבד את הדרישות המקומיות.

כדי לקבל עותק של הצהרת התאימות המלאה של UKCA, צור קשר עם נציג Philips שלך.

תאימות WEEE ו-RoHS

מכשיר זה לא מכיל אף אחד מהחומרים הבאים (בריכוזים החורגים ממגבלות הסף החוקיים):

- עופרת
- כספית
- קדמיום
- הקסוולנט כרומיום
- ביפנילים פוליברום (PBB)
- אתרים דיפניל פוליברום (PBDE)

- די-2-אתיל הקסיל פתלאט (DEHP)
- בנזיל בוטיל פתלאט (BBP)
- די-בוטיל פתלאט (DBP)
- די-איזו-בוטיל פתלאט (DIBP)

יש לאסוף כבלים בנפרד ולא להשליך אותם עם האשפה הביתית. לפרטים נוספים, עיין בסעיף שכותרתו השלכה במסמך זה.

יפן

משרד הפנים והתקשורת (MIC)

חברת Philips Axon מוסמכת לאישור תאימות לתקנה טכנית במסגרת חוק הרדיו היפני.

סינגפור

Philips Axon הוא מוצר רשום ברשות לפיתוח מדיה ותקשורת אינפורמטיבית (IMDA) של סינגפור.

איחוד האמירויות הערביות

Axon הוא ציוד רשום ברשות הרגולציה הממשלתית לטלקומוניקציה ותקשורת דיגיטלית (TDRA) של איחוד האמירויות הערביות. לקבלת מידע נוסף, סרוק את קוד ה-QR שעל תווית TDRA שנמצאת על אריזת המוצר.

הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת

Philips Axon מציינת לחלק 15 של כללי ה-FCC. הפעולה כפופה לשני תנאים:

- אסור שמכשיר זה יגרום להפרעה מזיקה.
- מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות כאשר הציוד מופעל בסביבת מגורים. ציוד זה מייצר אנרגיית תדר רדיו, משתמש בה ויכול להקרין אותה, ואם הוא לא יותקן בהתאם להוראות ולא ישמש לפיהן, הציוד עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. ואולם, אין כל הבטחה שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה יגרום להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה, אשר אותה אפשר לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, אנו ממליצים למשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באחת או יותר מהשיטות הבאות:

- סיבוב או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל אחר מזה שאליו המקלט מחובר.
- לקבלת עזרה, אנו ממליצים להיוועץ עם המשווק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך

הערה: מכשיר זה עומד בדרישות המפורטות בחלק 15E, סעיף 15.407 של כללי ה-FCC.

זהירות: Philips אינה אחראית לכל הפרעות רדיו או טלוויזיה הנגרמות כתוצאה משינויים או תיקונים לא מורשים בציוד זה. שינויים או תיקונים בלתי מורשים עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

זהירות: כל שינוי או תיקון שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לעמידה בתאימות עלול לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל ציוד זה. אסור לשנות את מיקום המשדר או להפעיל אותו בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים.

הצהרת חשיפה לקרינה

ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה של FCC שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. את הציוד הזה יש להתקין ולהפעיל במרחק 20 ס"מ לפחות, בין הרדיאטור לגופך.

הערה: בחירת קוד המדינה היא רק לדגמים שלא בארה"ב ואינה זמינה בכל הדגמים בארה"ב. בהתאם לתקנת ה-FCC, כל מוצרי ה-Wi-Fi המשווקים בארה"ב חייבים להיות מקובעים לערוצי ההפעלה בארה"ב בלבד.

השלכה

השימוש ב-Axon כרוך בצבירת פסולת מוצקה שיש להשליך באופן תקין או למסור אותה למיחזור. בכלל זה רכיבי מערכת, סוללות וחומרי אריזה.

מיחזור ואיכות הסביבה

סילוק לא נכון של ציוד IT עלול להשפיע לרעה על הבריאות ועל הסביבה. אנו ממליצים להשליך את ה-Axon, ה-DIM והכבלים הטוריים למתקן מתאים כדי לאפשר שחזור ומיחזור. ניתן גם למחזר אריזות ומדריכים בהתאם לתקנות המיחזור המקומיות שלך.

כדי לקבל עזרה בנושא מיחזור של מוצר זה באיחוד האירופי, בקר באתר הלקוחות שלנו:

<https://customers.capsuletech.com/environment>

טבלת בטיחות ותאימות לתקנות

תקנים ותקנות	התחום
תקנים EN 60601-1 IEC 60601-1 - מהדורה שלישית עם סטיות לאומיות עבור ארה"ב וקנדה	בטיחות מכשירים רפואיים
IEC 62368-1	בטיחות IT
IEC 60601-1-6 IEC 62366	שימוש במכשיר רפואי
IEC 62304	תוכנת מכשור רפואי - תהליכי משך חיי תוכנה
FCC 47 CFR חלק 15 תת חלק ב' ICES-003 A/NMB-003 A	EMC/EMI

תקנים ותקנות	התחום
EN 60601-1-2 CISPR 24 CISPR 32 CISPR 35 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3	
EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328 EN 62311 RSS-210 FCC 47 CFR 15 C FCC 47 CFR 15 E	רדיו
ANSI/IEEE C95.1	OET65
הנחיית האיחוד האירופי 94/62/EC	סביבה/אריזה
REACH 1907/2006	סביבה
הנחיית האיחוד האירופי 2011/65/EU	RoHS
הנחיית האיחוד האירופי 2012/19/EU	WEEE

הודעה משפטית

Koninklijke Philips N.V. © ו/או החברות הבנות שלה 2015. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה והתיעוד הקשור אליו מוגנים בזכויות יוצרים ומופצים תחת רישיון המגביל את השימוש, ההעסקה, ההפצה וההידור לאחר. אין לשכפל כל חלק ממוצר זה או מהתיעוד הקשור בכל צורה או בכל אמצעי ללא אישור מראש ובכתב של Koninklijke Philips N.V. ו/או החברות הבנות שלה.

נתונים טכניים אלו יכולים להיות כפופים לחוקי הייצוא, הייצוא מחדש או ההעברה ("ייצוא") של ארה"ב, כמו גם אלה הבינלאומיים. הסטה בניגוד לחוק האמריקאי והבינלאומי אסורה בהחלט.

לוגו Capsule הוא סימן מסחרי רשום של Koninklijke Philips N.V. ו/או החברות הבנות שלה בארה"ב, באיחוד האירופי ובמדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות, הסימנים המסחריים הרשומים וסימני השירות הרשומים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

החומרה והתוכנה של Koninklijke Philips N.V. ו/או החברות הבנות שלה, מסופקות בכפוף לכל הרישיונות והמגבלות של צד שלישי בקובץ האלקטרוני "הודעות צד שלישי", הכלול כחלק מהתוכנה או זמין לפי בקשה מ-Koninklijke Philips N.V. ו/או החברות הבנות שלה.

DHF25682

DCN 2023-252